

Art: 110179 | Marque: [LYMPHAMAT](#)

Cover image

image not found or type unknown

Informations sur le produit

La pressothérapie intermittente jouit, en tant que traitement complémentaire dans la phlébologie et l'angiologie, d'une excellente réputation et vient ainsi **prolonger idéalement votre traitement de drainage lymphatique manuel**.

L'appareil est puissant pour une utilisation prolongée et continue.

SYSTEME BREVETE

- Pression séquentielle intermittente.
- La pression graduelle dans le manchon est établie de la partie distale à la partie proximale :
 - la pression distale est de 100 % et la pression proximale de 70 % de la valeur affichée.
- Les manchons de traitement (non fournis) ont **12 chambres qui se superposent**:
 - elles sont remplies - une à une - d'air jusqu'à atteindre la pression de traitement souhaitée.
 - ensuite, l'air s'échappe en même temps de toutes les chambres.
- Pendant le traitement, un flux de pression continu est garanti sur toute l'extrémité.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Possibilité de raccorder simultanément 3 manchons max. avec 12 chambres chacun.
- Vitesse de compression réglable : lente ou rapide.
- Pression réglable de 20 à 120 mmHg.
- Durée de l'intervalle/de la pause réglables de 5 à 90 sec.
- Minuterie à arrêt automatique.

ATTENTION : l'appareil est livré sans manchon de traitement.

- Vous commandez uniquement le(s) manchon(s) qu'il vous faut.
- Indiquer le(s) manchon(s) souhaité(s) lors de la commande de l'appareil.

*Les manchons avec **connecteur blanc** sont conçus pour le Lympha-mat 300N.*

*Les manchons avec **connecteur gris** sont conçus pour le Lympha-mat Digital Gradient.*

Les deux connecteurs s'adaptent néanmoins aux deux appareils.