

# Oyeet NEX Pro II Massage Gun - rouge

***gymna***

Art: 577092



## Informations sur le produit

Avec le pistolet de massage **NEX Pro d'Oyeet**, vous optimisez la récupération musculaire de vos patients à tout moment. Ou apprenez à vos patients à utiliser correctement le système et à le faire eux-mêmes.

### Balance entre VITESSE, PROFONDEUR et PUISSANCE

Le dosage parfait entre vitesse, profondeur et puissance définit un véritable pistolet de massage. La bonne amplitude/profondeur de 0-10mm, la force adéquate de 20-60lbs (9-27kg) et la vitesse jusqu'à 3500 RPM assurent que chaque patient obtient un massage instantané des tissus profonds. Crée un débit sanguin et détend les points de trigger.

### CAPTEURS DE PRESSION VISUALISÉS

Un indicateur lumineux sur votre appareil de massage indique la pression du massage battant:

- jaune 20 lbs (9kg) - orange 40 lbs (18 kg) - rouge 60 lbs (27 kg)

### Massage à percussion 4 VITESSES

- 1600 RPM : relaxation
- 1800 RPM : massage musculaire superficiel et circulation sanguine
- 2400 RPM : relâchement et libération des tensions musculaires
- 3500 RPM : massage musculaire profond

Boucle : toutes les vitesses sont couvertes dans une boucle.

## POIDS LÉGER et PERFORMANCE DURABLE

L'Oyeet est **50% plus léger** et **40% plus petit** que la plupart des autres pistolets de massage. Le niveau sonore des massages n'est que de **45 dB**, contre 70 dB pour les autres. La batterie rechargeable permet une autonomie de **360 minutes** en continu.

## 8 TÊTES DE MASSAGE AMOVIBLES

Têtes de massage professionnelles fabriquées en métal ou en plastique durable. Conçu pour l'amélioration des performances sportives, le soulagement de la douleur et la rééducation avec un traitement ciblé sur les différents groupes musculaires.

- 1. métal plat : groupes de muscles denses et compacts.
- 2. fourche : pour les muscles paravertébraux ou pour travailler autour des groupes musculaires.
- 3. courbe à picots : stimule le massage par battements de mains avec une intensité uniforme (bras, cuisses et autres zones courbes).
- 4. balle molle : surfaces plus grandes, meilleur attachement pour les zones sensibles.
- 5. boule : utilisation générale et traitement des points douloureux.
- 6. cale : ITB, ceintures d'épaule et utilisation générale pour " gratter ".
- 7. cône déclencheur : traitement ciblé des muscles, y compris les mains et les pieds.
- 8. bullet : problèmes localisés et libération des points de déclenchement.

*Contenu de l'emballage : pistolet de massage - 8 têtes de massage détachables - câble de charge USB-C - mini station de charge - sac de transport + courroie de transport*