

# gymna.GO D1, commande à pied - Slate

**gymna**

Art: 164112SLA | Marque: [GYMNA](#)

Cover image  
Image not found or type unknown

## Informations sur le produit

**gymna.GO : Basically perfect !**

Choisir **une table gymna.GO modèle D1**, c'est choisir **une table basique à 2 plans pour vos traitements ou examens**. Une table basique, oui, **mais une table Gymna !** Conçue pour répondre aux besoins des kinésithérapeutes. **Multifonctionnelle**, elle peut être utilisée comme table d'examen, table de plâtre, table de massage, table de relaxation, ...

**VOUS CHOISISSEZ LES OPTIONS ET LA COULEUR - configurez votre propre table ci-contre.**

- avec ou sans possibilité d'inclinaison (pli) du dossier en extension (modèle D1e).
- avec ou sans **ouverture visage standard en forme de poire**.
- avec ou sans **le coussin facial hygiénique ERGOMAX**.
- choix de **15 couleurs**.
- réglage haut/bas **électrique ou hydraulique**.
- châssis avec ou sans **roulettes**.

**NOMBRE DE PLANS GYMNA.GO MODÈLE D1**

- avec le modèle D1, vous choisissez pour **2 plans de couchage : un long dossier réglable et un repose-jambes fixe**.
- le LONG DOSSIER est **réglable en position presque verticale** grâce à un vérin pneumatique de haute qualité.
- ce dossier est **un soutien efficace de la tête et des épaules de votre patient** pendant les traitements ou les examens en position assise.
- vérin pneumatique : **pousse activement le coussin vers le haut**, ce qui facilite votre travail; silencieux, fiable et freiné, donc pas de réglages soudains et désagréables.
- manettes positionnées intuitivement avec des poignées souples, toujours à portée de main et partout où vous les attendez.

**OPTION INCLINAISON DU DOSSIER EN EXTENSION - modèle D1e**

- le châssis est adapté pour que le LONG DOSSIER puisse également **s'incliner négativement (pli) jusqu'à -15 °**.

**COUSSINS GYMNA.GO - souples et confortables.**

- le rembourrage relativement doux des coussins 'linéaires' assure **une sensation agréable de couchage et d'assise pour votre patient**.
- le rembourrage - spécialement destiné à un usage intensif - a une épaisseur de 40 mm et une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**REVÊTEMENT DES COUSSINS TYPE 'CLASSIQUE' - simili cuir de haute qualité.**

- le simili cuir **en PVC** de type 'classique' est sans phtalate, résistant à l'usure, biocompatible et ignifuge.
- le nettoyage et la désinfection sont possibles avec des produits recommandés par Gymna.
- un choix de pas moins de **15 couleurs**, du classique et intemporel au vif et joyeux.

#### OPTION OUVERTURE VISAGE STANDARD EN FORME DE POIRE

- **excellente relaxation du patient en décubitus ventral.**
- répartition uniforme de la pression sur le visage.
- les yeux et la bouche de votre patient restent libres.
- avec coussin d'obturation.

#### OPTION OUVERTURE VISAGE AVEC ERGOMAX - le confort du patient et l'hygiène vont de pair.

- ouverture faciale **en forme de cœur** avec coussin d'obturation et coussin Ergomax.
- beaucoup d'espace pour les yeux et la bouche de votre patient.
- le coussin facial Ergomax est **doux, sans couture, imperméable, lavable et désinfectable avec les désinfectants courants.**
- Ergomax est amovible et peut être **utilisé des deux côtés**, en fonction de la forme du visage de votre patient.

#### GYMNA.GO CHÂSSIS

- cadre **en acier** solide, robuste et très fiable, aux formes arrondies.
- **robot-soudé** et fini avec **un revêtement en poudre blanc semi-mat**, solide et durable.
- pieds munis de capuchons **antidérapants**, aucun déplacement indésirable de votre table.
- distance entre le sol et le châssis : environ 15 cm, soit **un espace suffisant pour travailler sans problème avec un lève-personne** (SAUF en cas d'utilisation du i-Control).

#### OPTION I-CONTROL RÉGLAGE EN HAUTEUR - réglage électrique haut/bas intelligent

- où que vous vous trouviez autour de votre table de traitement / table d'examen, avec i-Control, **un seul mouvement de pied suffit pour régler la hauteur** de votre table GO.
- i-Control vous permet de déterminer avec précision la hauteur de traitement optimale grâce à deux modes de réglage.
- un **mode continu** pour un déplacement haut / bas continu.
- un **mode start-stop** pour de petits ajustements pulsés de 1 à 2 cm (surtout utile en kinésithérapie).
- réglage en hauteur : environ 50-100 cm, facile pour votre patient, ergonomique pour votre dos.
- capacité de levage maximale : 200 kg.
- moteur électrique : 6000 N.

#### OPTION INTERRUPTEUR À PIED RÉGLAGE EN HAUTEUR

- réglage haut/bas avec un interrupteur à pied électrique.

#### OPTION POMPE À PIED HYDRAULIQUE RÉGLAGE EN HAUTEUR

- réglage haut/bas **indépendant de l'alimentation électrique** par une pression répétée sur la pédale.
- réglage de la hauteur : environ 52-99 cm.
- pompe hydraulique : 10.000 N.

#### **OPTION ROULETES**

- **4 roulettes** pivotantes pour faciliter le déplacement de votre table, par exemple pour le nettoyage.
- 2 systèmes distincts de levage des roulettes, 1 à l'extrémité avant et 1 à l'extrémité arrière du châssis.