

# Hotpac groot - 38 x 60 cm

**gymna**

Art: 114428



## Productinformatie

Katoenen pakking voor lokale toepassing van VOCHTIGE WARMTE.

- Dankzij het speciale materiaal (o.a. vulkanische modder), behoudt de kompres gedurende minstens een half uur haar vochtige warmte.
- De kompres wordt opgewarmd door dompeling in water van max. 70° C .
- Vervaardigd in duurzaam materiaal, geschikt voor intensief gebruik.

Opgelet: leg altijd een hoes of een handdoek tussen de huid en de kompres. **CONTRA-INDICATIES**  
**WARMTETHERAPIE**

- cardiovasculaire aandoeningen – doorbloedingsstoornissen - infecties met koorts - lokale ontstekingen en verwondingen - reuma met ontstekingsverschijnselen - onbehandelde tumoren – hyperthyreose - diabetes mellitus.