



Informations sur le produit

Le Minivector est un appareil d'entraînement multifonctions avec des résistances élastiques pour l'entraînement dans une chaîne fermée. Cet instrument est idéal pour la première phase d'une rééducation conservatrice ou post-chirurgicale. **APPLICATION**

- chaîne cinétique fermée, concentrique, excentrique et isométrique.
- flexion et extension, abduction et adduction des membres inférieurs et supérieurs.
- proprioception pour la stabilisation des articulations.
- rééducation ROM avec flexion/extension active.
- renforcement musculaire contrôlé.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- compact, léger et facilement transportable.
- peut également être utilisé au domicile du patient.
- à utiliser au lit, sur une table de massage (pour les membres supérieurs) ou au sol avec un fauteuil (roulant).
- résistance élastique réglable via 6 caoutchoucs élastiques.
- repose-pieds/mains inclinables.
- affichage ROM et force.
- résistance : jusqu'à env. 30 kg (avec repose-pieds horizontal).
- pieds antidérapants.
- fourni avec 2 x arrêt ROM (Range of Motion) pour régler les amplitudes de mouvement plus courtes.

Le Mini Vector est conforme à la directive européenne 2001/95/CE sur la sécurité des produits.