



Informations sur le produit

Dans le Wellsystem Médical, des jets d'eau chaude offrent un massage corporel apaisant, de la tête aux pieds.

- La pression des jets d'eau est réglable de 0,5 à 4,0 bars.
- La température de l'eau est réglable de 25 à 40 °C.

La chaleur de l'eau pénètre jusque dans les tissus les plus profonds et stimule l'irrigation sanguine, sans alourdir celle-ci. La puissance douce de l'eau active le métabolisme, détend la musculature et dissipe les courbatures et contractions. Wellsystem Médical représente la préparation idéale pour vos traitements ultérieurs, tels que traitement manuel, manipulations, étirements ou physiothérapie.

L'alliance de la puissance de l'eau et de la chaleur constitue un concept thérapeutique unique, aux effets positifs multiples :

- Soulagement de la douleur.
- Relaxation musculaire.
- Optimisation de la tension musculaire.
- Stimulation de l'irrigation et du métabolisme.
- Déblocage veineux et lymphatique.
- Relaxation du tissu conjonctif sous-cutané, etc.

Types de massage :

- Massage inversé continu.
- Massage pulsatoire.

Sélection des zones de massage :

- Intégralité du corps.
- Dos.
- Épaules.
- Lombaires.

- Jambes.
- Massage par section.
- Massage ponctuel.

Le Wellssystem Médical occupe moins de 2,3 m². L'appareil peut être équipé - en option - d'un Wellssystem SPA créant une bulle de détente sensorielle composée d'eau, de lumière, d'air, de couleurs, d'arômes et de sons.