

# Aquasonic 100 parker - 250 ml

**gymna**

Art: 1820194

Cover image  
Image not found or type unknown

## Informations sur le produit

AQUASONIC® ULTRASOUNDGEL convient à une **large gamme de procédures d'échographie**, de l'imagerie diagnostique aux applications thérapeutiques.

### POURQUOI CHOISIR AQUASONIC ?

- **des images claires et détaillées**, essentielles pour un diagnostic précis.
- soluble dans l'eau, sûr et **hypoallergénique**, sans parfum ni colorant, ce qui minimise le risque de réactions allergiques.
- **non irritant**: il ne contient pas d'ingrédients nocifs tels que le formaldéhyde ou le latex, ce qui le rend doux et confortable pour le patient
- facile à utiliser : le gel a **une consistance lisse, qui ne coule pas** et qui est facile à appliquer et à retirer
  - ce qui améliore le déroulement des opérations pendant les procédures et permet de gagner du temps.