

Electrode unipolaire capacitive - Gymna Care 300 - ***gymna***

44 mm

Art: 349426 | Marque: [GYMNA](#)

Cover image

Image not found or type unknown

Informations sur le produit

La puissance du champ électromagnétique est la plus forte, directement sous les électrodes.

La thérapie appliquée avec des électrodes capacitives cible les tissus mous, considérés généralement comme présentant la teneur en peau la plus élevée et une conductance électrique élevée, comme le derme, le système lymphatique, le système veineux et les muscles.

L'électrode bipolaire capacitive doit être utilisée avec la pièce à main pour applications bipolaires resistives/capacitives (art. 349503).