

Dax distributeur automatique - 1 l

gymna

Art: 9166195 | Marque: [DAX](#)

Cover image
Image not found or type unknown

Informations sur le produit

Où l'utiliser ?

Le distributeur automatique de Dax peut être utilisé partout où le travail quotidien exige une bonne hygiène des mains. Le distributeur est un outil dans le domaine de la santé et des soins aux patients, ainsi que dans la dentisterie, la puériculture et les cliniques pour animaux.

Comment fonctionne le distributeur ?

Le distributeur Dax fonctionne grâce à un capteur électronique. Il te suffit de passer tes mains sous le distributeur pour que la bonne dose soit libérée. Chaque recharge est dotée d'une valve de dosage qui empêche l'air et les bactéries de pénétrer dans le produit. Les recharges ont une capacité de 1 l (art. 9071195 ou art. 907419).

Design

La partie supérieure du distributeur est inclinée de façon à ce qu'on ne puisse rien poser dessus. Le distributeur est également conçu de manière à ce que l'emballage jetable du contenu puisse être facilement remplacé.

Durée de vie et nettoyage

La durée de vie du distributeur est de 250 000 pompages ou plus de dix ans. Les piles doivent être remplacées une fois par an ou toutes les 10 000 doses. (6x AA alcalines 1,5V ou 1x 9V) Le boîtier du distributeur est lavable (90°).