Sonde anale - Qines - blanche



Art: 500904 | Marque: QINES

Gayerimage or type unknown

Informations sur le produit

- La QINES SONDE ANALE est une sonde de stimulation anale avec connecteurs 2 mm, couleur blanche.
- Pour électrostimulation et biofeedback.

Comment nettoyer les sondes ? Étand donné le caractère personnel et intime des sondes d'incontinence, il est recommandé que chaque patient s'achète sa propre sonde. Pour désinfecter des sondes nous vous conseillons le TRISTEL DUO ULT (art. 500.906), un désinfectant médical répondant à la Directive pour dispositifs médicaux de classe IIb (marquage CE). Stocker ensuite dans son emballage.