

Thera-soft pour vélos actif-passif et Balance trainer ***gymna***

- USB

Art: 561475 | Marque: [THERATRAINER](#)

Cover image
Image not found or type unknown

Informations sur le produit

Thera-soft est un logiciel thérapeutique développé pour être utilisé soit avec les Thera-trainers Tigo soit avec le Balance Trainer. Selon le but thérapeutique et en combinaison avec le Thera-trainer approprié, le logiciel vous offre les possibilités suivantes :

- Motivation de l'utilisateur avec des jeux appropriés ou des vidéos de routes
- Entraînement cognitif et physique
- Entraînement spécifique de la vitesse d'action et de réaction
- Entraînement des mouvements combinés
- Documentation et évaluation des paramètres importants de l'entraînement
- Écran utilisateur intuitif où il est possible d'adapter tous les exercices selon le niveau et le but de l'utilisateur
- Base de données patient:
 - Analyse détaillée de chaque session par patient
 - Évaluation de tous les résultats dans le temps
 - Planification du cours de la thérapie

Le logiciel reconnaît, via une connection sans fil, l'appareil d'entraînement et démarre ensuite le contenu approprié (cycling ou standing & balancing). Appareils compatibles avec ce logiciel:

- Thera-trainer Mobi 2,7"
- Thera-trainer tigo 2,7" – 5,7" - 7" - 10'4"
- Balance Trainer Balo/Coro

Le logiciel est installé sur un ordinateur avec une licence unique (PC non inclus). Systèmes requis:

- Processeur: i3-4170 ou similaire
- RAM: 4 GB ou plus
- Capacité de stockage disque dur: 20 GB
- Disque graphique: Intel HD Graphics 4400 ou similaire
- Bluetooth 2.1 interface
- Windows 7, 8 ou 10
- Résolution recommandée de l'écran: 1920 x 1080