

# Sonde vaginale - atrésique (20 mm) - blanche

***gymna***

Art: 500901



## Informations sur le produit

- une sonde de stimulation vaginale avec connecteurs 2 mm, couleur blanc
- pour électrostimulation et biofeedback
- plus fine que les sondes vaginales classiques (20 mm de diamètre), elle est destinée à la rééducation périnéale des femmes souffrant de vaginisme, de dyspareunie, de douleurs pelviennes ou ayant un vagin étroit.

Comment nettoyer les sondes ? Étant donné le caractère personnel et intime des sondes d'incontinence, il est recommandé que chaque patient s'achète sa propre sonde. Pour désinfecter des sondes nous vous conseillons le TRISTEL DUO ULT (art. 500.906), un désinfectant médical répondant à la Directive pour dispositifs médicaux de classe IIb (marquage CE). Stocker ensuite dans son emballage.

## Spécifications

- diamètre: 20 mm
- longueur: 100 mm
- 2 électrodes circulaires de 10 mm