

Bracelet RET pour Winback

gymna

Art: 580552 | Marque: [WINBACK](#)

Cover image

Image not found or type unknown

Informations sur le produit

Les bracelets brevetés Winback RET t'offrent une liberté totale dans ton traitement :

- tes mains portant les bracelets remplacent l'électrode mobile résistive
- l'énergie passe par tes mains jusqu'au corps de ton patient
- est relié à l'appareil par le câble d'électrode RET/CET (art. 580596)
- doit toujours être utilisé en combinaison avec une électrode neutre
- compatible uniquement avec le Back 3^{TX} et le Back 4