Sonde anale pour pressofeedback



Art: 577826

Gayerimage or type unknown

Informations sur le produit

Sonde anale pour pressofeedback. Convient aux appareils Gymna Myo 200 et Evostim P.

- Pour mesurer la force d'une contraction des muscles anales.
- Le patient est conscient de la façon dont ses muscles fonctionnent par le pressofeedback, ce qui l'aide dans la réeducation.
- Cette sonde ne peut pas être utilisé pour la stimulation électrique.
- art. 320.837 adaptateur pour sondes est nécessaire quand vous l'utilisez sur le Gymna Myo 200.