

Myo 200 - Wit

gymna

Art: 320290 | Merk: GYMNA



Productinformatie

De Gymna Myo 200 - voor myofeedback, elektrotherapie en gecombineerde therapie - verenigt de functies van twee toestellen in één apparaat:

- elektrostimulatie.
- EMG en/of pressofeedback.

U kunt beide therapievormen afzonderlijk of samen gebruiken.

DOELSTELLINGEN EN INDICATIES

- Bekkenbodemtherapie - myofeedback
 - proprioceptie
 - stress-, urge- en gemengde urine-incontinentie
 - blaasrelaxatie
- Spierstimulatie en -revalidatie
- Pijnverlichting
- Diagnose
- ...

Bekkenbodemrevalidatie

Met de functie voor myofeedback zorgt u voor een snelle en efficiënte revalidatietherapie. Omdat u de spieractiviteit van uw patiënt kunt meten en visualiseren, krijgt die een beter inzicht in hoe de spieren werken. Dit verbetert de proprioceptie en uiteindelijk ook de levenskwaliteit van de patiënt. De unieke en standaard meegeleverde **Myo PC software** biedt u meer mogelijkheden:

- voorgeprogrammeerde behandelingsprotocollen selecteren.
- oefenresultaten visualiseren en opslaan.
- verschillende grafieken weergeven en afdrukken.

- patiëntendossiers bijhouden (mictiedagboek, vergelijking vermoeidheidsindex, gedetailleerd overzicht van alle feedbackfasen, ...).
- gegevens exporteren.
- CONTILIFE®-test uitvoeren.
-

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Myo 200 toestel is beschikbaar in het wit of het zwart
- LCD scherm met instant weergave van de behandeling.
- 2 onafhankelijke elektrotherapiekanalen voor stimulatie en/of EMG.
 - via vaginale, anale of oppervlakte elektrodes.
 - EMG meting tussen 0 en 2.500 μ V.
 - combinatie met elektrotherapie mogelijk
 - laagfrequente en middenfrequente stromen, TENS, elektro-diagnose, zwelstromen, iontoforese, bekkenbodemreëducatie, ...
- 1 kanaal voor druk
 - via vaginale of anale druksondes.
 - drukmeting tussen 0 en 1.000 mmHg.
 - combinatie met elektrotherapie mogelijk.
- contractie- en relaxatiemodus
- bepaling van de doelwaarde: automatisch en manueel
- optioneel: combinatie met vaco 200

STANDAARD GELEVERD MET:

- Myo PC software + treatment guide.
- art. 329.967: referentiekabel 2 mm.
- art. 330.803 : testplug F/F
- art. 329.945: EMG elektrodekabel 2 mm.
- art. 329.956: EMG incontinentiekabel 2 mm.
- art. 577050: zelfklevende elektroden, 3 cm, per 4 st.
- art. 577.060: zelfklevende elektroden: 5x5 cm, per 4 st.
- art. 500.900: vaginale stimulatiesonde
- art. 320.848: vaginale druk- en stimulatiesonde met adapter
- art. 330.000: Connectiekabel Myo - PC